



GC Fuji XP GP EXTRA

Packung 6,4 ml Liquid



Artikelnr.: 108119
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.03 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 40 mm
Länge: 42 mm

€ 31,17

Zzgl. MwSt.

Packung 6,4 ml Liquid

Fortschritte in der Glastechnologie haben zur Entwicklung von *GC Fuji IX GP EXTRA* geführt, einem hochfesten Glasionomerzement mit Glasfüllkörpern einer neuen Generation. Sie führen zu einer Restauration mit sehr hoher Transluzenz, welche sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Daraus resultiert eine lebensechte ästhetische Wirkung, die mit konventionellem Glasionomeren bisher nicht zu erzielen war.

- Zusätzliche Fluorid-Freisetzung (setzt 6x so viel Fluorid frei wie Fuji IX GP FAST)
- Verbesserte Farbgebung durch höhere Transluzenz
- Kein Kofferdam erforderlich
- Chemische Haftung an Dentin und Schmelz, Ätzen und Haftvermittler sind nicht erforderlich
- Keine Unterschnitte notwendig
- Ermöglicht zahnsubstanzschonendes Präparieren
- Mit Metallmatrize verwendbar, welche einfaches konutieren ermöglicht
- Gut röntgensichtbar – ermöglicht gute postoperative Diagnose
- Applizieren in einem Schritt