

PIEZON® 250

Stück inklusive Handstück ohne LED, 3 Instrumente (A, P, PS), 3 Combitorque, Handstückschlauch, 350 ml Flasche, Fußanlasser, Wartungsset, Stromkabel, Ersatzpumpe



Artikelnr.: 108128
Hersteller: E.M.S. Electro Medical
Gewicht: 2.755 kg
Höhe: 116 mm
Breite: 280 mm
Länge: 390 mm

€ 1.555,28

Zzgl. MwSt.

Stück PIEZON 250 inklusive Handstück ohne LED, 3 Instrumente (A, P, PS), 3 Combitorque, Handstückschlauch, 350 ml Flasche, Fußanlasser, Wartungsset, Stromkabel, Ersatzpumpe

Ein-Finger-Leistungsregelung. Mit autonomer Flüssigkeitsversorgung. Neues Ultraschall-Elektronik Modul für mehr Effizienz. Unmittelbare Anpassung der Instrumentenschwingung für sanfte Behandlung und Patientenkomfort.