

Absauggerät mit Aktivkohlefilter

Stück



Artikelnr.: 108130
Hersteller: Dentaforum GmbH & Co.KG
Gewicht: 6 kg
Höhe: 118 mm
Breite: 73 mm
Länge: 73 mm

€ 1.689,24

Zzgl. MwSt.

Stück Absauggerät

Zum Schutz gegen Dämpfe bei der Verarbeitung von Kunststoffen im Labor.

- Steuerung durch eine Lichtschranke (automatisches Ein- und Ausschalten)
- mit Betriebsstundenzähler
- einfacher Filterwechsel (Filterkassette, REF 072-001-30, nach etwa 50 Betriebsstunden wechseln)
- Netzspannung 230 V~