



Matrizen nach Tofflemire

Packung 50 Stück Höhe 5,5 mm, Stärke 0,04 mm, Prämolare



Artikelnr.: 108279
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 40 mm
Länge: 73 mm

€ 9,82

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Stahlmatrizen Höhe 5,5 mm, Stärke 0,04 mm, Prämolare

- Aus weichem rostfreiem Stahl
- Ideal zum Brünieren
- Verwendbar mit jedem Universalmatrizenhalter
- Die mikrodünne Version (0,025 mm) kann an den Nachbarzahn mit einem Kugelstopfer optimal angedrückt und adaptiert werden, um einen perfekten Kontaktpunkt herzustellen
- Für Fälle mit einem sehr engen Interdentalraum geeignet