



## TEK-1 SIL 1:1

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B



Artikelnr.: 108399  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 1.056 kg  
Höhe: 65 mm  
Breite: 85 mm  
Länge: 22 mm

**€ 109,91**

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B

Ein additionsvernetzendes Dubliersilikon mit niedriger Härte Shore A und hoher Reißfestigkeit, ohne Farbstoffe. Speziell entwickelt für das TEK-1 System.

- Hohe Zeichnungsgenauigkeit
- Modelle leicht entformbar durch niedrige Härte
- Auch zum Mischen mit Dosierautomaten geeignet