



PreVISION® Temp

Refill Packung 50 ml Doppelkartusche A1, 12 Mixing Tips



Artikelnr.: 108448
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.192 kg
Höhe: 131 mm
Breite: 56 mm
Länge: 98 mm

€ 85,90

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 50 ml Doppelkartusche A1, 12 Mixing Tips, 1 Gebrauchsanweisung, 1 Arbeitskarte

PreVISION® Temp ist ein selbsthärtendes 2-Komponenten Material für die provisorische Kronen- und Brückenversorgung in der praktischen 10:1 Automix-Kartusche. Dank seiner guten mechanischen Eigenschaften eignet sich das Material für kleinere Provisorien ebenso wie für mehrgliedrige Brücken. Die 6 erhältlichen VITA Farben sind perfekt mit Venus Diamond Flow abgestimmt und ermöglichen eine temporäre Versorgung mit hohem ästhetischen Anspruch.