

AIR-FLOW® Handy 3.0 CLASSIC

Set W&H Adapter



Artikelnr.: 108525
Hersteller: E.M.S. Electro Medical
Gewicht: 1.06 kg
Höhe: 78 mm
Breite: 306 mm
Länge: 326 mm

€ 890,00

Zzgl. MwSt.

Set AIR-FLOW Handy 3.0, 120° Sprayhandstück AIR-FLOW, Original AIR-FLOW Pulver CLASSIC, Füllhilfe AIR-FLOW Easy Fill handy 3.0, Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, Wartungsset, W&H Adapter

Spezialisiert auf alle supragingivalen Anwendungen für optimale Ergebnisse im gesamten sichtbaren Zahnbereich mit den AIR-FLOW® Pulvern CLASSIC, CLASSIC COMFORT und SOFT.