



tempofit® finish

Packung 4 ml Flasche, 10 Einmalpinsel blau-metallic



Artikelnr.: 108539
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 121 mm
Länge: 129 mm

€ 28,86

Zzgl. MwSt.

Packung 4 ml Flasche tempofit finish, 10 Einmalpinsel blau-metallic

Lichthärtender Einkomponentenlack zur Oberflächenversiegelung von provisorischen Kronen und Brücken. „Paint on“ Politur für die Chairside Anwendung durch Blaulicht-Polymerisation. Brillantes, natürliches Finish, ohne mechanisches Polieren. Erzeugt eine sehr harte und glatte Oberfläche. Schützt zusätzlich gegen Plaqueablagerungen und Verfärbungen. Hochglänzend, farblos, starke Haftung.