



Diamanten 837

Packung 6 Stück blau mittel, FG, Figur 158 Zylinder x-lang, Kante rund, 8 mm, ISO 011



Artikelnr.: 108570

Hersteller: Intensiv SA

Gewicht: 0.009 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 35 mm

Länge: 36 mm

€ 53,13

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Diamanten blau mittel, FG, Figur 158 Zylinder extra lang, Kante rund, Kopflänge: 8 mm, ISO 011

- schwarz (544) - supergrob - 150 µm / 125 µm*
- grün (534) - grob - 125 µm / 106 µm*
- farblos (524) - Standard - 106 µm / 60/80/90 µm*
- blau (524) - mittel - 80 µm
- braun (524) - mittel - 60 µm
- gold (514) - Golden Burs GB - 50 µm
- rot (514) - fein - 40 µm
- weiß (514) - fein - 25 µm
- gelb (504) - extra fein - 15 µm
- orange (494) - ultra fein - 8 µm
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.