



GC EQUIA™

Klinikpackung 250 Kapseln A2, Zubehör



Artikelnr.: 108583
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 1.154 kg
Höhe: 218 mm
Breite: 188 mm
Länge: 212 mm

€ 622,68

Zzgl. MwSt.

Klinikpackung 250 Kapseln A2, 6 ml EQUIA Coat, 25 Einweg-Applikatoren

GC EQUIA™ ist ein überzeugendes Glasionomer-basiertes Füllungsmaterial für die zahnfarbene und wirtschaftliche Seitenzahn-Restauration mit beeindruckenden Stärken auf allen Ebenen. Das GC EQUIA™ Füllungskonzept umfasst zum (kaudruckbelastete Klasse I Kavitäten) einen GC EQUIA™ Fil Kapseln - eine neue Generation speziell entwickelter Glasfüllkörper - und GC EQUIA™ Coat - einen hochgefüllten Kompositlack.

- Kein Bonding notwendig
- Bulk-Filling
- Hohe Feuchtigkeitstoleranz und Frakturbeständigkeit
- Optimaler Schutz der Randdichtigkeit für dauerhafte Restauration