



## GC EQUIA™

Klinikpackung 250 Kapseln B2, Zubehör

---



Artikelnr.: 108585  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 1.154 kg  
Höhe: 218 mm  
Breite: 188 mm  
Länge: 212 mm

**€ 626,28**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Klinikpackung** 250 Kapseln B2, 6 ml EQUIA Coat, 25 Einweg-Applikatoren

GC EQUIA™ ist ein überzeugendes Glasionomer-basiertes Füllungsmaterial für die zahnfarbene und wirtschaftliche Seitenzahn-Restauration mit beeindruckenden Stärken auf allen Ebenen. Das GC EQUIA™ Füllungskonzept umfasst zum (kaudruckbelastete Klasse I Kavitäten) einen GC EQUIA™ Fil Kapseln - eine neue Generation speziell entwickelter Glasfüllkörper - und GC EQUIA™ Coat - einen hochgefüllten Kompositlack.

- Kein Bonding notwendig
- Bulk-Filling
- Hohe Feuchtigkeitstoleranz und Frakturbeständigkeit
- Optimaler Schutz der Randdichtigkeit für dauerhafte Restauration