



LED-Leuchtzahn classic

Stück



Artikelnr.: 108594
Hersteller: BEYCODENT
Gewicht: 7.2 kg
Höhe: 240 mm
Breite: 540 mm
Länge: 365 mm

€ 412,85

Zzgl. MwSt.

Stück Lampe

Der *LED-Leuchtzahn classic* eignet sich ideal für die Fensterbank, die Rezeption oder das Wartezimmer. Die stabile Konstruktion und der Metallfuß bieten eine hohe Standfestigkeit.

Der Leuchtkörper besteht aus hochwertigem OPAL-Acrylglas und führt im Innern geschützt ein energiesparendes, langlebiges LED-Band. Höhe mit Standfuß 75 cm, Breite 40 cm, Tiefe 14 cm, Höhe des Zahnes ca. 64 cm.

- RGB IR-Fernbedienung mit 44 Tasten und 12V Trafo für 220V Steckdose
- 20 vordefinierte Farben
- 6 Farbwechselprogramme
- 6 Misch Tasten
- Dimmfunktion
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 1 Jahr Garantie