



LM Arte™ Misura

Stück anterior konisch, violett, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 108613
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 50 mm
Länge: 196 mm

€ 57,68

Zzgl. MwSt.

Stück Restaurationsinstrument anterior konisch, violett, LM-ErgoMax™ Griff

Ein einzigartiges Instrument zur horizontalen und vertikalen Messung der Komposit-Schichtdicke bei anterioren Restaurationen. Nach der Schichtung, jedoch unbedingt vor der Polymerisation des Dentinkomposits, wird die dünnere, konische Spitze am natürlichen Zahnschmelz angelegt. Auf dieser Weise wird der noch nicht polymerisierte Dentinanteil, der unter dem dickeren konischen Schaft liegt, behutsam geformt und ggf. reduziert, um eine optimale Schichtstärke von 0,5 bis 0,7 mm für die abschließende Schmelzschicht zu schaffen. Die dickere, kurze Spitze des Misura wird horizontal am Rand der präparierten Kavität platziert, so dass die Kante der Spitze den originalen Zahnschmelz berührt. Dies bestimmt die korrekte Menge des transparenten Komposits, welches auf der Finishing Line aufgetragen werden soll. Das Resultat ist eine ästhetische Restauration aus korrekt modelliertem Opakeranteil und transluzentem Komposite. Der unerwünschte Graueffekt des Komposits kann somit vermieden werden.

LM Arte™ Restaurationsinstrumente

LM Arte™ ist ein innovatives Instrumentenset für ästhetische Restaurationen, das speziell für die Kompositschichtung entworfen wurde. Jedes Instrument ist farbcodiert und nach den entsprechenden Indikationen benannt, um Restaurationen zu vereinfachen und effizienter zu machen.

LM-Arte™ Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit Style Italiano entwickelt, einer Studiengruppe leidenschaftlicher Praktiker und Forscher, die sich auf die ästhetische, restaurative Zahnheilkunde spezialisiert haben.

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-

Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.