




## GH 1 Gerätehalter

Stück



Artikelnr.: 108727

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 1 kg

Höhe: 90 mm

Breite: 117 mm

Länge: 129 mm

**€ 60,84**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Gerätehalter

Der Gerätehalter dient zur Reinigung besonders großer Einzelteile im SONOREX Ultraschallbad. Im Vergleich zur Nutzung eines Korbes steht ein größeres Reinigungsvolumen zur Verfügung. Zubehör für SONOREX RK 52/H, DT 52/H, RK 100/H, DT 100/H, RK 102 H, DT 103 H, DL 102 H/H-RC, RK 103 H, DT 102 H.