



## ZBase

Packung 10 Flexi Tips



Artikelnr.: 108829  
Hersteller: HPdent  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 66 mm  
Länge: 101 mm

**€ 9,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 10 Flexi Tips**

ZBase - sofort härtender Cyanacrylat Kunststoff.

- Erleichtert Stumpfkorrekturen und das Ausblocken
- Hält zuverlässig auf Wachs, Metall, Kunststoff oder Keramik
- Positioniert zuverlässig Attachments und Implantate
- Verbrennt rückstandsfrei
- Accelerator zum schnelhhärten aller Sekundenkleber geeignet