



TruePrep™

Flasche 7 ml Stumpflack HD1



Artikelnr.: 108853
Hersteller: HPdent
Gewicht: 0.057 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 95 mm
Länge: 65 mm

€ 38,01

Zzgl. MwSt.

Flasche 7 ml Stumpflack HD1

TruePrep™ - Dentinfarbenes Stumpflacksystem für die Vollkeramik.

- Für eine natürliche Farbwirkung des Stumpfmaterials
- In Anlehnung an IPS e.max Natural Die Material Shade Guide
- Kein umständliches Herstellen eines separaten Kunststoff-Stumpfes
- Schichtstärke: 12 µm
- Trocknet in nur 15 Sekunden