

WS-75

Stück 20:1, mit Mini-LED+



Artikelnr.: 108962
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.219 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 83 mm
Länge: 171 mm

€ 1.155,00

Zzgl. MwSt.

Stück Winkelstück 20:1, mit Mini-LED+

Chirurgisches Winkelstück. 20:1, grün, zerlegbar, Druckknopfspannung, Innenkühlsystem Kirschner/Meyer, für chirurgische Bohrer und Fräser mit Winkelstückschaft, Ø 2,35 mm, Spray extern.