



Mini-Spike® mit Ventil

Packung 50 Stück mit Ventil



Artikelnr.: 108983
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.517 kg
Höhe: 183 mm
Breite: 190 mm
Länge: 196 mm

€ 88,35

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Spikes mit Ventil

Leichte Entnahme und Zugabe von Arzneimittel durch optimalen Druckausgleich. Vermeidung von Leckage und tropffreie Entnahme über Kopf durch integriertes Ventil möglich. Reduziertes Kontaminationsrisiko bei der Entnahme und Präparation durch den integrierten bakterienretentiven 0,45µm BelüftungsfILTER. Leichtes Arbeiten und verbesserte Hygiene bei der Mehrfachentnahme aus Mehrdosenbehältern, durch grünen, dicht schließenden Schnappdeckel und geschützten Luer-Lock- Anschluss.