



CA® FLASH

Pumpsprühflasche 100 ml



Artikelnr.: 108992

Hersteller: Scheu-Dental GmbH

Gewicht: 0.115 kg

Höhe: 165 mm

Breite: 32 mm

Länge: 33 mm

€ 22,45

Zzgl. MwSt.

Pumpsprühflasche 100 ml Isoliermittel

soliermittel und Entformungshilfe für die Herstellung von CA® Schienen im Tiefziehverfahren. Vor dem Tiefziehen der CA® Folie wird CA® FLASH auf die ISOFLAN® Folie gesprüht.

In 100 ml Pumpsprühflasche, ohne Treibgas.