



Scanbodies

Packung 36 Stück for Omnicam L



Artikelnr.: 109008
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 34 mm
Länge: 53 mm

€ 41,79

Zzgl. MwSt.

Packung 36 Scanbodies for Omnicam L

ScanPost und TiBase können zur optischen Erfassung der Implantatlage nur mit geeigneten *Scanbodies* verwendet werden. Dabei ist zwischen verschiedenen Aufnahmesystemen und Anschlussgeometrien zu unterscheiden. *Scanbodies* for Bluecam sind weiß und für folgende Aufnahmesysteme geeignet: inEos X5, inEos Blue und CEREC AC mit Bluecam. *Scanbodies* for Omnicam sind grau und ausschließlich zur Anwendung von CEREC AC mit Omnicam geeignet. *Scanbodies* sind in den Anschlussgrößen S und L erhältlich. Alle *Scanbodies* sind desinfizierbar und nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.