



# Chirurgie Knochenfräser C254A

Packung 3 Stück FG XXL, Figur 415 , 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 109012  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 71 mm  
Länge: 80 mm

**€ 41,59**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Fräser FG XXL, Figur 415 , Kopflänge: 6 mm, ISO 012

Zur schonenden Behandlung von Knochen- und Zahnhartsubstanz im extralangen (25 mm) und superlangen (30 mm) FG-Schaft.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl FG XL - max. 100.000 U/min., opt. 80.000 U/min.  
Drehzahl FG XXL - max. 100.000 U/min., opt. 80.000 U/min.  
Drehzahl HP - max. 100.000 U/min., opt. 40.000 U/min.  
Drehzahl RAL - max. 100.000 U/min., opt. 40.000 U/min.  
Drehzahl RA XL - max. 100.000 U/min., opt. 40.000 U/min.