

Lupenleuchte varioLED flex

Stück inklusive 2,5 m Kabel, Netzadapter für (EU, GB, US)



Artikelnr.: 109041

Hersteller: Eschenbach Optik GmbH&Co.

Gewicht: 1.29 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 200 mm

Länge: 910 mm

€ 380,66

Zzgl. MwSt.

Stück Lupenleuchte inklusive 2,5 m Kabel, Netzadapter für (EU, GB, US)

- Schattenfreie Ringbeleuchtung
- Segmentschaltung
- Geringes Gewicht
- Optimaler Schwenkbereich
- Schwanenhals
- Befestigung über Tischklemme
- Stativlänge: 350 mm