

varioLED flex XL

Stück



Artikelnr.: 109042
Hersteller: Eschenbach Optik GmbH&Co.
Gewicht: 1.33 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 200 mm
Länge: 920 mm

€ 501,65

Zzgl. MwSt.

Stück Lupenleuchte

- Schattenfreie Ringbeleuchtung
- Segmentschaltung
- Geringes Gewicht
- Optimaler Schwenkbereich
- Schwanenhals
- Befestigung über Tischklemme
- Stativlänge: 600 mm