

TEVISIO

Stück 500/484 mm



Artikelnr.: 109062
Hersteller: H. Waldmann GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.5 kg

€ 584,99

Zzgl. MwSt.

Stück LED-Lupenleuchte mit Gestänge 500/484 mm, Eurostecker, Folientaster im Leuchtenkopf

Überall, wo höchste Ansprüche an das Sehen gelten, ist die *TEVISIO* unersetzlich. Mit hochentwickelter LED-Technik, innovativer Gestängetechnologie und dem auf Augenabstand ideal ausgerichteten Sichtfeld steht die Lupenleuchte *TEVISIO* für ein Optimum an Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz.