



Diamant Poliersatz

Packung 3 Stück Ø 2,35 mm



Artikelnr.: 109147
Hersteller: Schick Dental GmbH
Gewicht: 0.1 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 160 mm
Länge: 220 mm

€ 192,14

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Polierer Ø 2,35 mm (grün, blau, gelb)

Spezielles dreistufiges Polierset mit 2,35 mm Schaft zur perfekten Politur von Zirkontelestroskopen.