



## PRECI-CLIX EXTRAKORONAL

Set



Artikelnr.: 109222  
Hersteller: Alphadent NV  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 32 mm  
Länge: 70 mm

**€ 70,34**

*Zzgl. MwSt.*

### Set Attachment, 4 Profile

Parodontienfreundliches Kugelattachment für extrakoronale und Stegkonstruktionen mit ersetzbarer Kunststoffmatrize in drei Retentionswerten. Das Matrizengehäuse wird in den Kunststoff einpolymerisiert bzw. direkt durch das Dublierhilfsteil im Modellguss geformt. Die Matrize kann durch Einkleben mit CEKA SITE oder als einschraubbares bzw. ausbrennbares Einzelteil in das gewählte Profil eingearbeitet werden. Zu verwenden mit einer harten Legierung.