



Easy-Clean

Stück



Artikelnr.: 109493
Hersteller: E.M.S. Electro Medical
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 54 mm
Länge: 95 mm

€ 9,97

Zzgl. MwSt.

Stück Easy Clean

Kompatibel mit allen AIRFLOW® und PERIOFLOW® Handstücken. Verwenden Sie *Easy-Clean* nach jeder AIRFLOW® und PERIOFLOW® Behandlung, bevor Ihre Handstücke sterilisiert werden. So beugen Sie einer Verstopfung des Handstücks vor und vorhandene Verstopfungen können evtl. gelöst werden. Verwenden Sie *Easy-Clean* einfach mit einer Wasserspritze. Nadeln werden nicht mehr benötigt.