

MELA seal ® 200

Stück inklusive Handgriff, USB-Stick, Netzkabel, BA, Kalibrierzertifikat



Artikelnr.: 109507
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 7.259 kg
Höhe: 265 mm
Breite: 409 mm
Länge: 440 mm

€ 1.190,00

Zzgl. MwSt.

Stück Siegelgerät inklusive Handgriff, USB-Stick, Netzkabel, BA, Kalibrierzertifikat

Validierbares Balkensiegelgerät nach EN ISO 11607-2.

Diese Vorteile machen das *MELAseal® 200* so einzigartig:

- Schnelle Siegelprozesse durch geringe Aufheiz- und kurze Siegelzeiten
- Kompakte Abmessungen beanspruchen geringen Platzbedarf
- USB-Schnittstellen zur Protokollierung per USB-Stick oder PC-Anbindung
- Dokumentation der Siegelparameter Druck, Zeit und Temperatur
- Besonders effizient durch Energiesparmodus und Seal Check Funktion