



opt-on 2.7 TTL

Stück Adapter für Korrektionsgläser



Artikelnr.: 109518
Hersteller: Orangedental GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 45 mm
Länge: 120 mm

€ 102,24

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter für Korrektionsgläser

Die Lupenbrille *opt-on 2.7 TTL* bietet Qualität made in Germany und gleichzeitig perfekten Tragekomfort. Sie zeichnet sich durch ihr extrem leichtes Gewicht von nur 32 g aus und bietet ein großes Sehfeld (75 - 125 mm). Unübertroffene Optik und Tiefenschärfe trifft auf einstellbare Arbeitswinkel und veränderbaren Arbeitsabstand.