



TempoCemNE Smartmix

Packung 2 x 11 g Doppelspritze, 20 Smartmix-Tips



Artikelnr.: 10954
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.109 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 102 mm
Länge: 182 mm

€ 38,80

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 11 g Doppelspritze, 20 Smartmix-Tips

TempoCemNE Smartmix automatisch mischen und direkt applizieren ohne Ausbringgerät mit der Smartmix-Doppelspritze, kleinere Mischkanülen für geringsten Materialverlust.

Vorteile

- Universell einsetzbar
- Keine Beeinflussung harzbasierter Restaurativ-Materialien
- Optimale Haftung und Entfernbarekeit
- Direkte Applikation
- Hervorragende Passgenauigkeit
- Keine postoperativen Schmerzen
- Thermischer Schutz der Pulpa