



Intra-oral Syringe

Packung 20 Stück grün



Artikelnr.: 109554
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.211 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 127 mm
Länge: 193 mm

€ 35,33

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Spritzen grün

Die innovative Einwegspritze von 3M ermöglicht Umspritzmaterialien einfach und präzise zu applizieren. Die Doppelkammerspritze ist einfach aus dem 3M™ Garant™ Dispenser befüllbar, kann vorbereitet werden und ist praktisch anwendbar.

- Ergonomisches Design und einfache Anwendung
- Präzise Applikation für perfekt sitzende Restaurationen
- Hygienische Einmalanwendung
- Einfacherer Zugang im approximalen Bereich
- Mit dem dünnfließenden Material Ihrer Wahl befüllbar
- Exakte Dosierung der Materialmenge