



## Diamantscheibe 705

Stück gezahnt rot fein, HP, Figur 705, 0,15 mm, ISO 190



Artikelnr.: 109642  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 19,61**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Scheibe gezahnt rot fein, HP, Figur 705, 0,15 mm, ISO 190

Superflex. Gezahnte Diamantscheibe in feiner Diamantkörnung, zum Separieren von Keramik, Gips, Kunststoffe, extraharte Verblendkunststoffe, Trennen von Kunststoffen.

- Max. Drehzahl (ISO 190) - 20.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 220) - 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik