



K3™ NiTi-Feilen

Sortiment 6 Stück ISO 015-040, Taper.04, 25 mm



Artikelnr.: 10967

Hersteller: Kerr GmbH

Gewicht: 0.008 kg

€ 51,20

Zzgl. MwSt.

Sortiment 6 Feilen ISO 015-040, Taper.04, 25 mm

K3™ ist ein asymmetrisches, endodontisches Feilensystem der dritten Generation. Entwickelt, um schnell, effizient und sicher Debris zu entfernen. K3 bewältigt technische und verfahrensabhängige Probleme wie keine andere geschliffene Feile.