



Omni ProfiCups

Packung 24 Stück gelb, hart



Artikelnr.: 109676
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 53 mm
Länge: 78 mm

€ 7,69

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Polierer gelb, hart

Latexfreie Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität – made in Germany. Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke.

- Umdrehungsgeschwindigkeit 2.500 U/min.