



R-SI-LINE® PUTTY MATIC

Kit 380 ml Doppelkartusche inklusive 10 Mischkanülen MATIC BR, 1 Bajonett-Ring



Artikelnr.: 109774
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.892 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 123 mm
Länge: 229 mm

€ 95,72

Zzgl. MwSt.

Kit 380 ml Doppelkartusche inklusive 10 Mischkanülen MATIC BR, 1 Bajonett-Ring

Basis-Präzisionsabformmaterial, normalhärtend.

- Produktfarbe grün
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS)
- Für zweizeitige Korrekturabformung
- Für einzeitige Doppelmischtechnik
- Für Situationsabformungen
- Aushärtezeit oral ~ 3 min.
- Hochviskos
- Thixotrop
- Hydrophil