



## RESOPREN®

Packung 36 Stück blau, 45 cm, DS16, USP 5/0



Artikelnr.: 109784  
Hersteller: Karl Hammacher GmbH  
Gewicht: 0.184 kg  
Höhe: 69 mm  
Breite: 122 mm  
Länge: 146 mm

**€ 167,89**

Zzgl. MwSt.

Packung 36 Nadeln blau, 45 cm, DS16, USP 5/0

RESOPREN ist ein nicht-resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polyvinylidendifluorid (PVDF). Ähnlich wie Polypropylen handelt es sich um ein hydrophobes und absolut inertes Produkt, welches zudem noch über eine Längselastizität verfügt, die besonders beim Knoten vorteilhaft ist. Zudem wirkt sich diese Eigenschaft positiv beim Einsatz als Hautnaht aus und so wird eine Nadelauswahl für vielfältige Indikationen vorgehalten.

- Nicht-resorbierbarer OVDF-Faden
- Chemisch inert
- Hydrophob
- Keinerlei Gewebereaktion