



GC everStick®ORTHO

Refill Packung Materialbeschaffenheit: 1.600 Fasern, 2 x 12 cm



Artikelnr.: 109804
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.047 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 63 mm
Länge: 168 mm

€ 164,30

Zzgl. MwSt.

Refill Packung Materialbeschaffenheit: 1.600 Fasern, 2 x 12 cm

GC everStick®ORTHO ist für die ästhetische Retentionsphase nach der aktiven kieferorthopädischen Behandlung vorgesehen. Die Matrix hält die einzelnen Glasfasern zusammen, was eine einfache Handhabung und Anpassung am Bogen ermöglicht.

- Farbtöne mit natürlicher Zahnfarbe
- Einfache Anpassung direkt am Zahn, wodurch Studienmodelle oder weitere Besuche überflüssig werden
- Zuverlässiges adhäsives Bonding von Komposit
- Komfortabel zu tragen und einfach zu reinigen
- Völlig metallfrei, ohne Risiken einer Metallallergie (Ni, Cr)