



GC everStick®POST

Refill Packung 10 Stifte Ø 0,9 cm



Artikelnr.: 109807
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.057 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 68 mm
Länge: 168 mm

€ 117,22

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 10 Stifte Ø 0,9 cm

GC everStick®POST ist ein weicher, flexibler und nicht polymerisierter Glasfaserstift, der vor der Lichtaushärtung individuell an die Form des Wurzelkanals angepasst werden kann und nach der Lichtaushärtung eine hohe Festigkeit bietet. Durch Beachtung der Anatomie des Wurzelkanals wird das Risiko einer Wurzelfraktur erheblich verringert.

- Er lässt sich völlig der Morphologie des Kanals anpassen, um die Haftfläche sowie die Haftfestigkeit im kritischsten Bereich des Zahns zu vergrößern
- Der Zahn wird erhalten, da eine Kanalpräparation nicht in dem Maße erforderlich ist wie bei herkömmlichen, vorgefertigten Stiften
- Hohe Biegefestigkeit nach Lichthärtung