



GC everStick® Kits

Combipackung



Artikelnr.: 109810
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.231 kg

€ 228,61

Zzgl. MwSt.

Combipackung 8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO, 30 cm² everStickNET, 5 Stifte everStickPOST Ø 1,2, 1 StickSTEPPER Handinstrument, 1 StickREFIX D Silikoninstrument

everStick®-Glasfaserverstärkungen wurden als Lösung für eine moderne, patientenfreundliche Zahnheilkunde entwickelt. everStick®-Faserverstärkungen bestehen aus silanisierten Glasfasern in einer Matrix aus thermoplastischem Polymer und lichthärtendem Kunststoff. everStick®-Produkte nutzen die Vorteile der minimalinvasiven Zahnmedizin, bei der das patienteneigene gesunde Zahnfleisch so lange wie klinisch möglich erhalten wird. Dies bedeutet auch, dass andere Behandlungsoptionen verfügbar bleiben, falls der Patient diese zukünftig benötigen sollte.

- Minimalinvasiv und reversibel: andere Behandlungsoptionen bleiben weiterhin offen
- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Einzigartiges patentiertes Bonding
- So haltbar wie Metall