



## GC everStick®PERIO

Refill Packung Materialbeschaffenheit: 2.000 Fasern, 8 cm



Artikelnr.: 109814  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 0.059 kg  
Höhe: 45 mm  
Breite: 91 mm  
Länge: 211 mm

**€ 62,25**

*Zzgl. MwSt.*

Refill Packung Materialbeschaffenheit: 2.000 Fasern, 8 cm

GC everStick®PERIO sind vorimprägnierte, unidirektionale Glasfasern für minimal invasives und zuverlässiges Splinten. Mit optimalen Anwendungseigenschaften und Ästhetik bieten sie eine dynamische und kosteneffektive Alternative für die Stabilisierung und den Ersatz von Zähnen.

- Eine vollständig metallfreie, transparente und hochästhetische Lösung
- Komfortabel für den Patienten, da sie so konzipiert werden kann, dass sie sich selbst reinigt und die Kaufunktion nicht beeinträchtigt
- Sie kann wieder hergestellt werden und lässt sich einfach neu gestalten oder reparieren
- Hervorragendes mikromechanisches und chemisches Bonding auf Komposit dank patentierter IPN-Struktur
- Falls nötig, leicht zu entfernen