



GC StickNET

Refill Packung 90 cm²



Artikelnr.: 109819
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.093 kg

€ 187,87

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 90 cm²

GC StickNET bietet eine haltbare, ästhetische und rentable Lösung zur Festigung von Kompositen und Acrylaten. Es besteht aus silaniserten E-Glasfasern, die in eine Polymermatrix implementiert sind. Diese Verstärkung kann mit lichthärtenden, chemisch härtenden und dualhärtenden Kunststoffen und Kompositen sowie mit pulverförmigen/flüssigen Acrylaten verwendet werden. Das GC StickNET-Fasernetz sorgt für Festigkeit und Beständigkeit des Materials in zwei Richtungen.

- Lösung für eine Vielzahl von Indikationen
- Mit den meisten Kompositen und Acrylaten kompatibel
- Einzigartiges patentiertes Bonding
- Geringe Anfangsinvestitionen
- Einfaches und zeitsparendes Herstellungsverfahren
- So haltbar wie Metall