



scan` spray stone

Spraydose 200 ml



Artikelnr.: 109852
Hersteller: Dentaco GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.165 kg
Höhe: 191 mm
Breite: 51 mm
Länge: 95 mm

€ 25,56

Zzgl. MwSt.

Spraydose 200 ml

Das feinste extraorale Scanningspray für das Dentallabor. Extrem feine Partikelgröße 0,19 µm, ermöglicht eine extrem feine Sprayschicht 2 µm. Trocknet schon beim Sprühen aus. Schnell aufgetragen, leicht entfernt. So fein, kann auch als Anti-Blasen-Spray beim Ausgießen von Silikonabdrücken verwendet werden.