

## Ti-Max nano95LS

Stück 1:5 Übertragung, mit Licht, vierfach-Spraykühlung

---



Artikelnr.: 109882  
Hersteller: NSK Europe GmbH  
Gewicht: 0.128 kg  
Höhe: 33 mm  
Breite: 74 mm  
Länge: 158 mm

**€ 802,08**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Winkelstück 1:5 Übertragung, mit Licht, Vierfach-Spraykühlung, Keramikkugellager

Kleiner, leichter, perfekte Balance. Mit der Instrumentenserie Ti-Max nano verfolgt NSK konsequent seine Philosophie der ergonomischen Verbesserung von dentalen Winkelstücken weiter. Basierend auf den Instrumenten der Ti-Max Z Serie, zeichnen sich die nano-Instrumente dadurch aus, dass sie über höchst grazile Dimensionen im Kopf- und Halsbereich verfügen und somit optimalen Zugang zur Präparation ermöglichen. Bitte beachten: Ti-Max nano Instrumente können nur auf Motoren betrieben werden, deren ISO-Kupplung eine Länge von 23 mm nicht überschreitet.