

## Ti-Max nano25LS

Stück blau, 1:1 Übertragung, mit Licht, einfach-Spraykühlung

---



Artikelnr.: 109883  
Hersteller: NSK Europe GmbH  
Gewicht: 0.244 kg  
Höhe: 33 mm  
Breite: 74 mm  
Länge: 158 mm

**€ 546,37**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Winkelstück blau, 1:1 Übertragung, mit Licht, Einfach-Spraykühlung

- Max. 40.000 U/min.
- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung
- Integrierter Mikrofilter
- 36 Monate Garantie