



Kunststoffpolierer 9581

Packung 10 Stück unmontiert, grau, 3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 110074

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 12,95

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Scheiben unmontiert, grau, 3 mm, ISO 220

3 Stufen Poliersystem. Poliersystem für Prothesen-Kunststoffe.

- 1. Stufe - grün - Vorpolitur
- 2. Stufe - grau - Politur
- 3. Stufe - gelb - Hochglanzpolitur
- Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 5.000 - 7.000 U/min., max. 15.000 U/min.