



HM-Fräser Schliff 24

Stück Spiralverzahnung, violett fein, HP, Figur 196, 4 mm, ISO 009



Artikelnr.: 11015
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 10,29

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Spiralverzahnung, violett fein, HP, Figur 196, Kopflänge: 4 mm, ISO 009

Für ein besonders feines Schliffbild auf allen Legierungen. Besonders für Titan, da der Spezienschliff ein Zusetzen des Fräasers verhindert.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kunststofftechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik, Edelmetall (reduziert)

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.