



hydrorise PUTTY normal

Packung 2 x 300 ml Tuben, 2 Meßlöffel



Artikelnr.: 110165
Hersteller: Corim Dental Products B.V
Gewicht: 0.9 kg
Höhe: 183 mm
Breite: 113 mm
Länge: 178 mm

€ 81,31

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 300 ml Tuben, 2 Meßlöffel

hydrorise, das weltweit erste A-Silikon mit einer neuen Technologie, der sogenannten "Hyper-Hydrophilie", welche die Präzision und die Fließfähigkeit des Silikons exklusiv verbessert. Die geschmeidige Anfangskonsistenz erleichtert das Ankneten.

- Extrem zeichnungsgenau
- Schnellabbindend
- Leichtes Pfefferminzaroma
- Extrem präzise
- Sehr seidige Oberfläche