



LUSTER® for Zirconia LUS91

Kit 3 Schleifer, 4 Polierer



Artikelnr.: 110246
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.5 kg

€ 103,61

Zzgl. MwSt.

Kit 3 Schleifer (3 x blau, Z0801 ISO 010, Z0850 ISO 018, Z0833 ISO 023, FG), **4 Polierer** (2 x blau DCA04, ISO 040, DCA13 ISO 060, 2 x beige DCA10 ISO 040, DCA14 ISO 060, RA)

Das Kit enthält diamantierte und in der Form optimierte Instrumente für das Bearbeiten von Zirkonoxid
Versorgungen sowie ein 2-Stufen Zirkon-Poliersystem zur oralen Politur, um ein Hochglanzergebnis zu erreichen.