



TORK® Innenabrollungsspender Performance

Stück tragbar, M1 Mini, Kunststoff, weiß/türkis



Artikelnr.: 110252

Hersteller: SCA Hygiene Products GmbH

Gewicht: 0.556 kg

Höhe: 283 mm

Breite: 196 mm

Länge: 219 mm

€ 26,25

Zzgl. MwSt.

Stück Spender tragbar, M1 Mini, Kunststoff, weiß/türkis, (L x B x H) 23,9 x 18,5 x 26,3 cm

Der *Tork® Mini-Innenabrollungsspender* im Performance Design ist eine kompakte Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Reinigung der Hände als auch der Oberflächen erforderlich sind. Dank der unbegrenzten Ausgabe kann der Benutzer so viel Papier entnehmen, wie er benötigt, um Oberflächen damit zügig abzuwischen. Tork Performance ist die nächste Generation von Spendern für professionelles Wischen. Hier bilden Spender und Papierwischtuch die ideale Kombination, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu reduzieren.

- Insgesamt bessere Hygiene durch einfache Reinigung
- Der praktische Verriegelungsmechanismus sorgt für weniger Fehlbedienungen
- Die einhändige Bedienung vereinfacht die Nutzung
- Ungehindertes Spenden für mehr Flexibilität und bessere Kontrolle von Kreuzkontaminierung