



DIATECH C245

Packung 5 Stück FG, Figur 233, 3 mm, ISO 008



Artikelnr.: 110325
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 29 mm
Länge: 35 mm

€ 14,81

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer FG, Figur 233, Kopflänge: 3 mm, ISO 008

DIATECH Hartmetall-Instrumente haben ein einzigartiges konzentrisches Design zur Reduktion von Vibration während des Bohrens. Computergestützte Konstruktion ist der Schlüssel zur Herstellung von hochpräzisen Bohrern. Durch mehrachsige Schleifprozesse entstehen sorgfältig konzipierte Winkelungen, Nutentiefen, Spannwinkel und Schnittkanten für optimale Geometrie und Schneidleistung. DIATECH bietet eine umfassende Auswahl von hochqualitativen Hartmetall-Instrumenten für verschiedenste Anwendungen wie Präparation, Finieren, Kronentrennung, Endo-Zugang und Metallbearbeitung.

Drehzahlen

- ISO 005-008 = 40.000 - 80.000 U/min.
- ISO 009-010 = 30.000 - 60.000 U/min.
- ISO 012-014 = 24.000 - 48.000 U/min.
- ISO 016-018 = 19.000 - 37.000 U/min.
- ISO 021-023 = 15.000 - 30.000 U/min.
- ISO 025-027 = 13.000 - 26.000 U/min.
- Kavitätenpräparation, Bearbeitung und Entfernen von Füllungen